

# Cubre-calzado de tela con Antideslizante



## Características

- Confeccionado con tela no tejida de polipropileno de 25 gsm
- Elásticos al tobillo para mejorar la sujeción
- Formuladas como un medio de barrera de contaminación física

## Especificación de Producto

- Estéril → No estéril
- Color → Celeste
- Diseño → Elástico al tobillo
- látex → Libre
- Talla → Única
- Tamaño → 17\*41 cm.

## Almacenamiento

Mantener en lugar fresco y seco, temperatura ideal 10° a 30° Celsius.

No Exponer a luz UV directa por periodos prolongados.

Conservar el envase cerrado en un lugar protegido para evitar contaminación del producto.

Durabilidad, en su embalaje original 3 años.

## Modo de Uso

Verificar la integridad del producto antes de su uso.

Abra el cubre-calzado y colóquelo sobre su zapato cubriendo la totalidad de él, antes del ingreso a áreas de proceso o zonas donde se requiera evitar la contaminación por tránsito de personas.

Realice el cambio de esta las veces que sea necesario.

No reutilizar

Después de uso disponer adecuadamente.

## Estándar de Calidad

- ISO 13485, Sistema de Gestión de Calidad de dispositivos médicos
- ISO 9001, Sistema de gestión de Calidad
- Conformidad de cumplimiento CE 1935/2004

## Cantidad

Bolsas de 100 unidades, cada caja contiene 10 bolsas.

## Cubre-calzado de tela con Antideslizante

Clapps



### Reciclaje

Ciertos materiales de este producto son factibles de reciclar, por lo cual es importante tener en consideración, para realizar la adecuada segregación, antes de su eliminación.

Producto: Polipropileno

Envase Primario: Polietileno de baja densidad

Envase secundario: Cartón